

PÄÄTÄI

- KUTISEVA KIUSANKAPPALE

Lapsen kutiseva päänahka paljastaa usein täitartunnan. Syytä paniikkiin ei ole, vaan käynti apteekissa ja huolellinen kotihoito riittävät loisten karkottamiseen.

TEKSTI: TOIMITUS
KUVA: BIGSTOCKPHOTO



ESTÄ UUDET
TARTUNNAT -
HENKILÖKUNTAMME
KERTOO NIKSIT!

Täit ovat vaaleita, harmahtavia 1-4 mm pitkiä loisia, jotka elävät vain ihmisen hiuspohjassa versta imien. Täinaaras munii jatkuvasti uusia, vaaleita muniä (saivareita), jotka se liimaa sitkeästi kiinni hiuksiin, yleensä niskaan tai korvien yläpuolelle. Niiden irrottamiseen tarvitaan tiheää täikampaa ja kampaaminen onkin olennainen osa hoitoa. Vastoin yleistä uskomusta, täitartunnalla ei ole mitään tekemistä huonon hygienian kanssa, vaan pikemminkin kysymys on huo-

**TÄITARTUNNALLA EI OLE
MITÄÄN TEKEMISTÄ HUONON
HYGIENIAN KANSSA.**

nosta tuurista kohdata tämä tuhansia vuosia vanha loiseläin.

HOIDA TARTUNTA HUOLELLISESTI

Kun tartuntaa epäillään, kaikkien perheenjäsenten hiukset tulisi tarkistaa huolellisesti täiden ja saivareiden löytämiseksi. Täikampa on tässä paras apuväline. Tartunnan saaneiden hiukset hoidetaan apteekista saatavalla hoitovalmisteella valmisteen ohjeita tarkasti noudattaen. Apteekin valikoimassa on useita sekä lääkkeellisiä että lääkkeetömiä, tutkimuksissa yhtä tehokkaiksi todettuja valmisteita. Valmisteet ovat joko shampoo-muotoisia tai hiuksiin ruiskutettavia tai levitettäviä liuoksia,

ja niiden vaikutusaika vaihtelee jonkin verran. Hoitokäsittely uusitaan valmisteen ohjeen mukaan, jotta munista kuoriutuneet uudet täit saadaan myös hävitettyä.

PESE TEKSTIILIT

Täit ja saivareet tuhoutuvat normaalissa 60 asteen vesipesussa. Tavarat, joita ei voi pestä näin kuumassa tai ollenkaan, voidaan kylmäkäsitellä pakastimessa yön yli. Kaikki hiusten kanssa kosketuksissa olleet esineet on syytä tarkistaa ja puhdistaa. Myös lasten leikeissä mukana olleet pehmolelut. Mitään suursiivousta ei kodissa tarvita, vaan huolellinen täsmäpuhdistus riittää.